

# Protocol hersteriliseren FFP2 maskers

*Toepassingsgebied: COVID-19 virus.*

*Hersteriliseren van de gebruikte FFP2 maskers (eendenbekmaskers) met gebruik van plasmasterilisator*

## 1 Algemene info

- CSA haalt de paarse vuilniszakken met oranje sticker en aanduiding “gebruikte eendenbekmaskers” op in de centrale opslagplaats:
  - campus Bornem: oud logistiek lokaal (E0U126)
  - campus Rumst: wordt geleverd in SAS vuile zone CSA
- Er zijn 2 plasmasterilisators:
  - Stericool (Getinge): deze staat in de reine zone van CSA
  - Sterrad (Johnson&Johnson): deze staat in lokaal V9u05

## 2 Procedure steriliseren van de gebruikte FFP2 maskers

### 2.1 Verwerking

De verwerking van de gebruikte FFP2 maskers vindt plaats in de vuile zone van CSA te campus Bornem. Zowel de gebruikte FFP2 maskers van campus Bornem als campus Rumst worden hier gesteriliseerd.

Organisatie vuile zone CSA:

- Een vuile tafel en reine tafel op voldoende afstand
- Een CSA medewerker per tafel (vuile en reine CSA medewerker)
- Sealtoestel op de reine tafel op temperatuur voor Tyvek zakken (lasinstrument)
- Een rein transport medium voor de verpakte FFP2 maskers (transport naar de sterilisators):
  - Sterrad: de mandjes met de verpakte FFP2 maskers worden geplaatst in een gesloten Belintra kar
  - Stericool: de mandjes met de verpakte FFP2 maskers worden geplaatst in een open Belintra kar
- Tyvek zakken in de benodigde afmetingen
- Een plasmasterilisator stift om de FFP2 maskers te markeren
- De nodige beschermingskledij voor de CSA medewerkers:
  - chirurgisch masker
  - beschermbril
  - plastic overshort blauw met mouwen
  - dubbel paar handschoenen
  - zie aan- en uitkleedprocedure COVID+

## 2.2 Uitvoering

1. De CSA medewerkers dragen de nodige beschermingsmiddelen
2. De vuile en reine tafels worden gereinigd volgens de geldende procedures binnen het ziekenhuis omtrent oppervlakte COVID-19 (NEOFORM MED RAPID)
3. 1 reine CSA medewerker:
  - houdt de Tyvek zakjes open en sealt deze zakjes onmiddellijk dmv lasinstrument, dit alvorens een volgend zakje aan te bieden
  - deponeert het verpakte FFP2 masker in het reine transportmedium (de mandjes)
4. 1 vuile CSA medewerker:
  - haalt een gebruikt FFP2 masker uit de paarse vuilniszak met aanduiding “gebruikte eendenbekmaskers”
  - brengt met een plasmasterilisator stift een (bijkomend) streepje aan ter hoogte van de zijkant van het gebruikte FFP2 masker (het rekkertje)
  - plaatst het gebruikte FFP2 masker in het geopende Tyvek zakje, aangereikt door de reine CSA medewerker
5. De vuile en reine tafels worden gereinigd volgens de geldende procedures binnen het ziekenhuis omtrent oppervlakte COVID-19 (NEOFORM MED RAPID)
6. De CSA medewerkers volgen de uitkleedprocedure
7. De reine CSA medewerker brengt het reine transportmedium naar de sterilisator:
  - Stericool: in de reine zone CSA
  - Sterrad: lokaal V9u05
8. Start voor zowel Sterrad als Stericool een standaard cyclus met max. 20 maskers, 10 per niveau.
9. De gesteriliseerde gebruikte FFP2 maskers worden gestockeerd in de steriele zone van CSA in een CLEANPACK die wordt afgesloten voor transport. Dit tot een totaal aantal van 400 gesteriliseerde maskers bereikt wordt.
10. De gesteriliseerde FFP2 maskers worden slechts gebruikt op campus Bornem en campus Rumst wanneer ziekenhuishygiëne een signaal geeft